

CN0100810
V200
OLI

IV
01 FEV. 1978

REPUBLIQUE DU SENEGAL
PRINATURE

DELEGATION GENERALE
A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

METHODES D'ANALYSE DES SOLS-EAUX-PLANTES

EN USAGE AU

C.N.R.A. DE BAMBEY

RECUEILLIES PAR

R. OLIVER

-ANNEXES-

Janvier 1978

Centre National de Recherches Agronomiques
de Bamby

INSTITUT SENEGALAIS DE RECHERCHES AGRICOLES
(I. S. R. A)

A N N E X E 1

MANIFOLDS DE DOSAGE DES DIVERS ELEMENTS

Annexe 1: PRESENTATION DE LA CHAÎNE D'ANALYSE COLORIMÉTRIQUE

A FLUX CONTINU - ELECTROSYNTHÈSE

1 - DESCRIPTION

Cette chaîne est composée de plusieurs modules se complétant :

- un plateau distributeur d'échantillons à temps de pompage et de rinçage réglables de 0 à 120 et de 0 à 60 s.

- une pompe péristaltique à vitesse réglable (utilisée sur $V=4$) permettant le pompage de liquides à l'aide de tubes calibrés, donc de débit connu, (repéré par un code de couleur normalisé). Cette pompe supporte un plateau sur lequel est fixé un montage (Manifold) qui permet de faire converger à l'intérieur de bobines dites de mélange les divers flux de liquides pompés par les tubes calibrés. Ce flux est segmenté par l'arrivée au niveau de la première bobine d'un tube pompant de l'air, cette segmentation a pour effet de permettre un mélange homogène des divers réactifs et de l'échantillon de façon à développer une coloration. Le flux de liquide peut d'ailleurs, selon le manifold, être dirigé vers des bobines dites "de délai" thermostatées ou non qui ont pour objet d'augmenter le temps de contact des divers réactifs afin de permettre à la coloration de se développer pleinement.

- Un ensemble colorimètre-enregistreur permettant après débullage du flux et son passage dans une cuve de mesure, la lecture en continu de l'intensité de la coloration et sa traduction sous forme de "pics" dont la hauteur est une fonction croissante de la concentration des échantillons en élément à analyser.

2 - ABBREVIATIONS UTILISÉES DANS LES SCHEMAS DE MANIFOLD

b.m.s. ou b.m.c. = bobine de mélange courte
b.m.d. = bobine de mélange longue
B.D.S. = bobine de délai simple
B.D.D. = bobine de délai double (la mention d'une température , indique l'utilisation du bain marie)
b.m.d.ent.lat.méd. = bobine de délai double à entrée latérale médiane
t1 = temps de pompage de l'échantillon en secondes
t2 = temps de rinçage en seconde

Valeurs de la bande passante des filtres disponibles sur le barillet porte filtres du colorimètre (valeurs données par le fabricant).

Filtre n°	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
λ nm	Opaque	430	465	435	520	545	570	600	660	sans filtre

3 - MODE D'EMPLOI ET PRECAUTIONS D'UTILISATION DE LA CHAÎNE E.S.

- Mettre sous tension les modules participant à l'analyse
- S'assurer que les tubes de pompage du manifold à utiliser sont en bon état (écrasement excessif) et mettre en place le manifold en suivant

le schéma de montage, faire toutes les connexions nécessaires sans oublier une éventuelle mise en route du bain-marie et du réfrigérant.

- Pomper de l'eau distillée pendant 5 à 10 minutes et s'assurer que tous les tubes de pompe débitent normalement. Sinon changer les tubes défectueux de place sur la pompe ou, le cas échéant, remplacer ce tube.

- Pomper alors les réactifs après avoir vérifié leur état de conservation et être assuré que la quantité de réactif en stock est suffisante pour passer l'ensemble des échantillons à analyser dans la journée. Vérifier la régularité du bullage.

- Mettre en place le filtre opaque (N°0) et appuyer sur "plume" (enregistrement), régler à l'aide du potentiomètre 0% la pointe du stylo de l'enregistreur sur la limite à gauche du papier (côté boutons presseurs). Laisser arriver le flux de réactifs au niveau de la cuve de passage du colorimètre et mettre en place le filtre correspondant au dosage à effectuer, régler alors à l'aide du potentiomètre 100% T la pointe du stylo de l'enregistreur sur 951 de Transmission.

- Mettre en route le défilement du papier ("papier") et laisser tracer une ligne de base de quelques centimètres, vérifier sa régularité.

- Mettre en route le passeur d'échantillon et laisser se dérouler l'analyse.

- Ne pas oublier de "recharger" éventuellement les godets contenant les témoins au cours de l'analyse.

- En principe la chaîne est toujours utilisée avec l'"expansion" 0, il est toutefois possible de l'utiliser, avec les expansions "1", "2", etc... si l'on désire obtenir une plus grande sensibilité, le décalage de la ligne de base est à rattraper à l'aide du potentiomètre 100% de transmission. Toutefois le gain en sensibilité est parfois compensé par la perte de régularité de la ligne de base.

- L'apparition de pics "bifides" ou fortement déformés est le signe d'une interférence, généralement due à un composant de la matrice de dosage. Il est alors nécessaire, soit de diluer l'échantillon pour permettre une lecture correcte, soit d'entreprendre une étude systématique de la cause de l'interférence et du moyen de la corriger.

- En fin de journée, il est indispensable de rincer l'ensemble du "Manifold" pendant au moins 1/4 d'heure à l'eau distillée et d'arrêter les appareils en se référant à la "check-liste" placée sur la paillasse. Surtout ne pas oublier de couper l'eau du réfrigérant et de mettre les mousses aux divers modules.

NOTA: S'il est nécessaire de changer un réactif en cours de passage, il est préférable de refaire une ligne de base et de repasser une gamme étalon.

Annexe I-1 : DOSAGE A L'ERYOCHROME CYANINE DE L'ALUMINIUM
ECHANGEABLE DANS LES SOLS.

Réactifs

- Eryochrome cyanine a 200 mg/l contenant 2 ml de HNO_3 RP/litre.
Cette solution est à conserver au réfrigérateur. Ne pas excéder deux semaines de conservation.

- Acide ascorbique à 1 g/l. A conserver au réfrigérateur au maximum 1 mois.

- Tampon pH 6,2 : Peser dans un bécher de 50g d'acétate de sodium, ajouter 000 ml d'eau distillée et dissoudre, ajuster à pH 6,2 avec CH_3COOH R.P.

Consommation de réactif

Réactifs	Tube - code	Débit ml/mn	ml de réactif consommés par plateau
Acide ascorbique	vert	1,71	250
Eryochr.cyanine	vert	1,71	250
Tampon	2 X vert	3,42	500

Gamme étalon

ppm Al en solution	0	1	2	4	6	8	10	12
ht de pic type mm	5	25	47	77	96	106	112	115

Observations

Ce manifold est très sensible à l'acidité du milieu avec interférence positive.

Annexe I-2 : DOSAGE DE L'AZOTE AU DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM

- Réactifs

- Tampon d'interférences: EDTA (sel disodique 10 g/l + Tartrate double de sodium et de potassium 10 g/l + soude 20 g/l

- Colorant 1 : Soude 80 g/l + Dichloroisocyanurate de sodium 5 g/l

- Colorant 2 : Salicylate de sodium 85 g/l + Nitroprussiate de sodium 1 g/l (à conserver au réfrigérateur).

- Consommation de réactifs

Réactifs	Code tube	Débit ml/mn	Débit/plateau ml
Eau distillée	Violet + vert	3,2	260
Tampon	vert	1,71	135
Colorant 1	orange	0,42	35
Colorant 2	noir	0,39	35

- Gamme @talon-type


ppm N(NH ₄)	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80
Ht de pic en mm	E.1	18	56	109	153	177	163	117	Trop élevé	
tube extract	E.2	5	34	52	88	121	138	152	161	169
	E.3	5	26	38	67	96	111	128	139	151

- Observations

L'acidité (H₂SO₄) du milieu peut poser quelques problèmes d'interférence, elle est tolérable jusqu'à 1% sur E1; 2,5% sur E2 et 5,7% sur E3. Dans le cas de E1, il est préférable d'opérer le lavage avec une solution acidifiée dans les mêmes conditions que les échantillons à analyser. Les résultats obtenus sont légèrement supérieurs à ceux par distillation ou par colorimétrie au phénate alcalin.

DOSAGE DE L'AZOTE AU DICHLOROISOCYANURATE DE SODIUM

MANIFOLD



❧ Réactifs


- | Réactifs | Code tube | Débit ml/mm | Qt réactif/plateau
ml |
|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| Eau distillée | rouge + O-blanc | 1,2 | 60 |
| Solution complète | violet-blanc | 3,3 | 160 |
| Phénate alcalin | bleu | 1,5 | 75 |
| Nitroprussiate | blanc | 0,75 | 35 |
| Hypochlorite | rouge | 0,8 | 40 |

ppm N (NH ₄)	G	20	40	60	80	100
Tube de pompe utilisé pour l'échantillon	E1	0	50	85	110,5	123
	E2	0	103	147	166	175
	E3	G	155	180	188	200

Titrer avec du thiosulfate de sodium N/10 et ajuster la dilution de l'hypochlorite pour que le titre corresponde à 1,35 ml de thiosulfate pour 10 ml d'hypochlorite.

DOSAGE DE L'AZOTE AU PHENATE ALCALIN

MANIFOLD



Annexe I-4 : DOSAGE DU FER AU T p T Z OU A L'O.PHENANTROLINE

Réactifs

- Chlorhydrate d'hydroxylamine à 0,5% (HCl, NH₂OH). Ne pas conserver plus de 1 semaine (stocker au réfrigérateur en flacon brun).
- Colorant A - TPTZ (2-4-6 Tris (2'-pyridyl)S-triazine). Pour 500 ml. de réactif peser 250 mg de TPTZ, ajouter en fiole jaugée environ 400 ml d'eau distillée puis 5 ml de HCl RP. Compléter à volume avec de l'eau distillée
- ou - Colorant B - O. phénantroline à 0,2% contenant 1 ml pour 500 ml de réactif de HCl R.P.
- Tampon pH 3,5: Dans un bécher de 1 litre peser 250 g de CH₃ COONa RP ajouter environ 600 ml d'eau distillée puis sur pH mètre ajouter HCl RP QSP atteindre pH 3,5 (environ 100 ml), transvaser en fiole jaugée de 1 litre et compléter à volume avec de l'eau distillée.
- Citrate de sodium à 3%: seulement en cas d'utilisation du colorant B.

Consommation de réactif

Réactifs	Code tube	Débit ml/mm	ml réactif/plateau
HCl, NH ₂ OH	Violet-blanc-vert	4,98	350
Tampon	rouge+vert	2,52	180
Colorant A	jaune	1,18	85
Colorant B	jaune	1,18	35
Citrate Na	rouge	0,8	60

Gamme étalon

ppm Fe	0	5	10	20	30	40	50
ht pic TPTZ mm	0	52	88	137	160	174	181
ht pic.O.ph. mm	C	35	60	103	130	151	155


Observations

Le dosage n'est sensible à l'acidité du milieu qu'au delà d'une concentration 0,4 N (3,4% de HCl RP) avec interférence négative..Pour le dosage du Fer libre, il existe une interférence du dithionite de sodium qui doit être détruit au préalable. Le dosage à l'O.phénantroline est environ 1,7 fois moins sensible que celui au TPTZ. pour le dosage de Fe²⁺, remplacer le pompage de HCl, NH₂OH X H₂O distillée.

ANNEXE I-4

DOSAGE DU FER AU TPTZ OU A L'O. PHENANTROLINE

MANIFOLD



Annexe I-5 : DOSAGE DE L'ALUMINIUM A L'ERYOCHROME CYANINE

MANIFOLD UTILISABLE EN MILIEU ACIDE

- Réactifs :

- Solution d'Eryochrome cyanino: Eryochrome cyanino 774 mg)
 NaCl R.P. 25,8g)
 NH₄NO₃ R.P. 25,8g) H₂O QSP
 HNO₃ R.P. 2 ml) 1 litre

- Tampon pH 6,2 : Dans un b cher de 1 litre dissoudre 320g d'ac tate de sodium dans 800 ml d'eau distill e environ, ajuster au pH-m tre   pH 6,2   l'aide de CH₃COOH RP, transvaser en fiole jaug e de 1 litre et ajuster   volume avec de l'eau distill e.

- Acide ascorbique   10 g/l

- Consommation de r actifs

R�actifs	Code tube	D�bit ml/mm	ml r�actif/plateau
Eryochrome cyan.	blanc	0,73	55
Acide ascorbique	noir	0,39	27
Tampon	Jaune + bleu	2,69	200
eau distill�e	violot-blanc	3,27	240

- Gamme  talon


ppm Al	0	1	2	4	6	8	10	12
ht pic mm	4	28,5	54	89,5	110	125	134,5	144

- Observations

Si l'interf rence de l'acidit  ne peut pas  tre totalement  viter, elle est quand m me fortement minimis e par l'emploi de ce manifold. Il est pr f rable d'utiliser des solutions de rin age en milieu de m me acidit  que les  chantillons   analyser. L'acidit  est supportable jusqu'  une concentration en HCl  gale   2%.

DOSAGE DE L'ALUMINIUM A L'ERYOCHROME CYANINE MANIFOLD UTILISABLE EN MILIEU ACIDE

MANIFOLD



Annexe I-6 : DOSAGE DES PHOSPHATES PAR REDUCTION DU PHOSPHOMOLYBDATE
D'AMMONIUM A L'ACIDE ASCORBIQUE A CHAUD

Réactifs

- Réactif sulfomolybdique: Peser dans une fiole jaugée de 1 litre 25 g de molybdate d'ammonium, et les dissoudre dans environ 200 ml d'eau distillée. Ajouter avec précaution et en refroidissant 250 ml de H₂SO₄ Rp (36 N) à 300 ml d'eau distillée (dans un béccher de 800 ml) puis mélanger les deux réactifs dans la fiole jaugée en refroidissant puis ajuster à volume avec de l'eau distillée.
- Acide ascorbique à 10 g/l (à conserver au réfrigérateur en flacon brun).
- Acide borique à 30 g/l.

Consommation des réactifs

Réactifs	Code tube	Débit ml/mm	ml réactif/plateau
Sulfomolybdate	blanc	0,73	55
AC. ascorbique	violet	2,00	150
Acide borique	violet ou jaune	2,00	150

Gamme étalon

A- Manifold dosage sols

ppm P	0	2	4	6	8	10
Hauteur pic mm	2	76	123	152	170	180

B- Manifold modifié pour dosage des plantes


ppm P	0	5	5	10	10	20	30	40	50
Hauteur pic en mm	2	46	84	132	160	176	185		

Observations


Pas d'influence de l'acidité du milieu sur la hauteur des pics jusqu'à au moins une acidité voisine de 2,6 N (21% en HCl et 7,5% en H₂SO₄) mais influence sur la forme des pics, avec le tube de pompage échantillon jaune.

DOSAGE DES PHOSPHATES PAR REDUCTION DU PHOSPHOMOLYBDATE D'AMMONIUM A L'ACIDE ASCORBIQUE A CHAUD

MANIFOLD (A)



MODIFICATION POSSIBLE DU MANIFOLD (B)



- Réactifs

- Alun ferrique : $\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ à 60 g/l + NO_3H RP 430 ml/l de solution (cette solution a une concentration finale en NO_3H de SN).

- Thyocianate mercurique: solution saturée à 0,7 g/l de thyocianate mercurique, agiter puis filtrer après avoir ajusté à volume.

- Consommation de réactifs

Réactifs	Code tube	Débit ml/mn	ml réactif/plateau
Eau distillée	bleu	1,5	110
Thyocianate Hg	jaune	1,2	85
Alun ferrique	, orange	0,4	30

- Gamme étalon type Montage A à faible sensibilité

Cl^- ppm	0	100	200	400	600	800	1000
Hauteur pic mm	5	41	63	88	104	114	122

- Montage B à sensibilité plus élevée

Cl^- ppm	0	10	25	50	75	100	200
Hauteur pic mm	5	35	62	86	98	110	134


- Observations

- Aucune interférence des cations et anions usuels, diminution progressive de la coloration en milieu H_2SO_4 .


- Bonne corrélation avec les résultats obtenus par potentiométrie.

DOSAGE DES CHLORURES AU THYOCIANATE MERCURIQUE

MANIFOLD (A)



MODIFICATION POSSIBLE DU MANIFOLD (B)



Annexe I-8 : DOSAGE DES PHOSPHATES AU REACTIF DE MISSON

- Réactifs

- Réactif de MISSON : Préparer les solutions suivantes

- Solution A : 100 g de molybdate d'ammonium
10 ml NH₄OH à 25% (RP) } H₂O QSP 1 litre
- Solution B : 2.345g de vanadate d'ammonium
7 ml de HNO₃ (d = 1.38) } H₂O QSP 1 litre

Le réactif de Misson est préparé en ajoutant dans une fiole jaugée de 500 ml 100 ml de solution A, 100 ml de solution B, 67 ml de HNO₃ RP et encomplément à volume avec de l'eau distillée.

- Consommation de réactifs

Réactif	Code tube	Débit ml/mn	ml réactif/plateau
Eau distillée	jaune-bleu	1.2	90
Misson	vert	1.7	120


- Gamme étalon type

ppm P	0	10	20	40	60	80	100	120
Hauteur pic mm	5	25	45	74	97	113	125	132

ANNEXE 1-8

DOSAGE DES PHOSPHATES AU REACTIF DE MISSON

MANIFOLD



- Réactifs

- Préparation de l'azométhine H :

Dissoudre 10g de Monosodium 8-NH₂-1-Naphtol-3-6-dioulphonique acide (Merck Schuchardt n° 820078 HM 102) dans 500 ml d'eau distillée. Neutraliser sur pH-mètre à 7,0 avec Na OH 10% puis acidifier avec HCl RP jusqu'à pH 1,5. Introduire 10 ml de Salicyaldéhyde et agiter vigoureusement pendant une heure en chauffant à 40°-50°C. Laisser décanter au moins 16 heures puis filtrer sur buchner en lavant avec C₂H₅OH à 95° (bon goût) jusqu'à obtenir un filtrat incolore. Sécher le résidu sur filtre à l'étuve à 100°C puis le conserver au sec après broyage.

- Solution d'azométhine H

Solution à Y g d'azométhine H + 20g d'acide ascorbique par litre de solution (à conserver en flacon plastique au réfrigérateur).

- Solution tampon d'EDTA (Na) à 50 g/l

Tampon pH : Solution à 400 g/l du CH₃COO NH₄ + 100 g/l CH₃COOK

- Consommation de réactifs

Réactifs	Code tube	Débit ml/mn	ml réactif/plateau
Azométhine H	gris	0,93	70
EDTA (Na)	gris	0,93	70
Eau distillée	bleu	0,73	55
Tampon	gris	0,93	70

- Gamme étalon-type

ppm B	0	2	6	8	10	15	20
Hauteur pic en mm	2	37	85	102	112	130	145

- Observations


- Effet dépressif de l'acidité qui peut être jugé négligeable jusqu'à 7% environ de CH₃COOH, précipitation en milieu HCl, effet négligeable de H₂SO₄ jusqu'à environ 1,2N puis interférence négative progressive.

- Pas d'influence des cations usuels (Ca, Mg, K, Fe, Mn).

ANNEXE 1-9

DOSAGE DU BORE A L'AZOMETHINE H

MANIFOLD



Annexe I-10 : DOSAGE DE L'AZOTE ($\text{NO}_2^- + \text{NO}_3^-$) AU REACTIF DE GRIESS

- Réactifs

- Solution de $\text{CuSO}_4, 5 \text{ H}_2\text{O}$ à 2,5 g/l. Cette solution est à diluer à raison de 10 ml/l au moment de l'emploi (à conserver une semaine au: '- réfrigérateur).
- Réactif de coloration: Sulfanilamide 20g + N-1 Naphtyléthylène diamine 1g dans 2 litres d'eau distillée contenant 200 ml de H_3PO_4 concentré (à conserver au maximum un mois au réfrigérateur).
- Soude 20 g/l
- Sulfate d'hydrozine à 2,57 g/l (à conserver au maximum 1 mois au réfrigérateur).
- Solution HCl 0,1N pour lavage 10 minutes du manifold en fin de passage

- Consommation de réactifs

Réactif	Code tube	Débit ml/mn	ml réactif/plateau
Eau distillée	violet blanc	3,3	270
$\text{CuSO}_4, 5 \text{ H}_2\text{O}$	bleu	1,5	120
R. coloration	rouge	0,8	65
Soude	blanc	0,75	60
S.hydrozine	orange	0,45	40

- Gamme Qtalon type

Sans étage de dilution complémentaire

ppm $\text{N}(\text{NO}_3^-)$	0	0.5	1	2	4	6	8	10
hauteur pic en mm	0	18	41	61	135	163	174	180

Avec étage de dilution complémentaire


ppm $\text{N}(\text{NO}_3^-)$	0	10	25	50	75	100
hauteur pic en mm	0	73	126	162	172	177

- Observations


Ne pas utiliser, si possible, de conservateur pour les échantillons en solution. Proscrire le formol. Le Lévor a la propriété de précipiter le réactif de coloration.

DOSAGE DE L'AZOTE ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$) AU REACTIF DE GRIESS

MANIFOLD



ETAGE DE DILUTION COMPLEMENTAIRE



Annexe I-11 : DOSAGE NEPHELOMETRIQUE DES SULFATES

- Réactifs

- Chlorure de Baryum à 1% contenant 0,2% de Tween 20 (le Tween est ajouté lorsque la fiole jaugée est presque pleine de façon à éviter la formation de mousses trop abondantes).

- EDTA(Na) 40 g/l + Soude 9 g/l.

- Solution de S (K_2SO_4) à 30 ppm préparée par dilution d'une solution à 1000 ppm

Consommation de réactifs

Réactifs	Code tube	Débit ml/mn	Débit/plateau ml
S à 30 ppm	violet	2.00	160
BaCl ₂	j.bleu	1.21/2	50
EDTA	j.bleu	1.21/2	50

Gamme étalon type


ppm s	0	10	20	30	40	50	60
Tube de pompe j.bleu exp 1	21	55	114	132	146	154	162

- Observations

Le manifold est basé sur le principe de la formation de Sulfate de Baryum, le dépôt de précipité dans le circuit est empêché par destruction du sulfate de baryum à l'aide d'EDTA(Na) entre deux pompages d'échantillons. Le double système de pompage a pour but de permettre le pompage simultané de [EDTA(Na) - eau de lavage-] et [échantillon - BaCl₂]. La longueur des tubes de pompe est calculée de façon à ce que les flux de liquide [EDTA et eau de lavage] ou [échantillon et BaCl₂] arrivent en même temps au confluent (point A du manifold) Le temps de transit depuis la plongée des 2 aiguilles étant de 1 mn 31 s la courbe étalon est une sigmoïde, il est possible d'augmenter le seuil de détection en pompant une solution à 30 ppm de S pour "initialiser" la formation de Ba SO₄.

DOSAGE NEPHELOMETRIQUE DES IONS SO_4^{--}

MANIFOLD



A N N E X E I I

UTILISATION DU SPECTROPHOMETRE D'ABSORPTION ATOMIQUE P.E.306

D I V E R S

Il sera utile de se reporter au mode d'emploi détaillé fourni par le constructeur chaque fois que cela sera nécessaire. Cette annexe n'a pour but que de présenter l'appareil et de donner un aperçu de ses possibilités et de ses limites.

1 - Principe et fonctionnement

La spectrophotométrie d'absorption atomique est basée sur la loi établie par KIRCHOFF selon laquelle "tout corps chimique peut absorber les radiations qu'il émet lui-même dans des conditions déterminées". Un spectrophotomètre d'absorption atomique sera donc composé :


- d'une source émettrice de radiations (spectre de raies) caractéristique d'un élément (lampe à cathode creuse);

- d'un système permettant de séparer l'élément à doser de la combinaison chimique dans laquelle il est engagé, généralement en solution, pour obtenir un gaz d'atomes libres (ensemble aspirateur-nébuliseur -flamme, permettant la dissociation thermique avec des résultats reproductibles des combinaisons chimiques de l'élément à analyser).

- un ensemble optique et électronique ayant pour but de sélectionner la raie choisie pour la mesure, de déterminer la proportion d'énergie de cette raie absorbée par le gaz d'atomes libres lors de la traversée de la flamme et de traduire cette proportion sous forme électrique mesurable soit par un voltmètre digital, soit par un enregistreur,

Généralement les spectrophotomètres d'absorption atomique sont pourvus d'un ensemble permettant leur utilisation en photométrie de flamme car les deux techniques sont très proches quant au matériel nécessaire à leur mise en oeuvre.

Le schéma de principe du fonctionnement du spectrophotomètre P.E. 306 est donné à la figure suivante :



Le mode d'emploi simplifié du spectrophotomètre d'absorption atomique P.E. 306 sera donc le suivant :

- mise sous tension de l'appareil
- mise en place de la lampe appropriée et préchauffage de cette lampe pendant 10 à 20 minutes avant utilisation
- réglage de la pression des gaz combustibles et comburants ainsi que de leur débit, positionnement correct du bec brûleur et allumage de la flamme
- réglage des conditions optiques de travail (fente, longueur d'onde, filtre, sélection "émission - absorption") ;

- vérification et éventuellement réglage du débit de pompage de la solution à analyser par le tube capillaire;
- choix du mode de fonctionnement et réglage de la réponse électronique de l'appareil (densité optique, concentration, enregistrement, etc...).

Les conditions particulières d'emploi pour les éléments usuels sont données au tableau 1.

2 - Les problèmes des interférences en absorption atomique

L'absorption atomique est une technique apparemment facile à mettre en oeuvre, ce qui la rend en réalité d'autant plus délicate à utiliser car si elle donne toujours un résultat, il peut parfois être entaché d'erreurs considérables à cause d'interférences pouvant se produire.

Si l'utilisation d'une source émettant un spectre de raies caractéristiques de l'élément à analyser permet de diminuer les interférences d'ordre spectral, elles peuvent parfois subsister. Toutefois l'emploi d'un appareil performant comme le P.E.306 (réseau à fort pouvoir de séparation, filtre permettant d'éliminer les harmoniques, fente réglable) permet encore d'améliorer la fiabilité de l'appareil dans le domaine des interférences spectrales.

Les perturbations d'ordre physique ont pour origine principale l'effet des propriétés physiques (viscosité, impuretés, etc...) de la solution à analyser sur le rendement de la nébullisation. Il faut aussi rattacher à ce groupe les variations dans la composition et les propriétés de la flamme.

Les perturbations d'ordre chimique sont les plus importantes. Elles peuvent être dues à un effet de "matrice" c'est-à-dire à la composition du milieu ayant servi à "solubiliser" l'élément à analyser. Généralement il est préférable d'opérer en milieu chlorhydrique ou nitrique de composition la plus simple possible et de tenir compte de la composition de la matrice dans la fabrication des gammes étalons.

Les interactions chimiques peuvent aussi être dues aux réactions chimiques qui peuvent avoir lieu entre les divers éléments constituant la solution au niveau de la flamme. En effet lorsque la solution du sel d'un élément est nébullisée dans une flamme le processus physico-chimique peut être décomposé successivement en : nébullisation -----> évaporation du solvant dans la flamme donc formation d'une solution sursaturée puis d'un composé solide -----> fusion et vaporisation de ce composé dans la flamme -----> dissociation, excitation, ionisation du sel en phase vapeur et réactions secondaires dans la flamme entre les atomes, radicaux libres et molécules diverses qui y sont présentes, ainsi que réaction entre ces divers produits et le comburant ou le combustible, ainsi que leurs produits de combustion.

Le problème est donc très complexe et nécessite une connaissance approfondie de la composition de la solution à analyser. Généralement la mise au point d'un dosage par absorption atomique comporte l'étude des effets des éléments susceptibles d'être mis en solution en même temps que l'élément à analyser sur la réponse de l'appareil.

Diverses méthodes peuvent être employées pour corriger ou minimiser les interférences chimiques, elles doivent tenir compte de la rapidité de réalisation des analyses. Parmi ces méthodes citons :

- la modification des conditions de flamme (oxydante ou réductrice, flamme chaude ou froide);
- la purification par des moyens chimiques du milieu d'analyse
- l'emploi de "tampons d'interférences" dont le plus utilisé est le Lanthano, il agit principalement en se combinant avec l'élément perturbateur de façon à former un composé plus stable que celui formé avec l'élément à doser, le strontium peut aussi être utilisé;
- l'addition de l'ion gênant en quantité telle que sa concentration, donc son effet, puisse être considéré comme constant ;
- l'emploi de chélateurs (EDTA - Oxino).

ABSORPTION ATOMIQUE

ELEMENT	1 Lampe	COMBURANT	CARBURANT	Fente	Bec	Interf.	Réglage gammes
m A	P	Débit, P	Débit,	h.	possible	Observations	
Ca ++	10	Air	60	30	422.7 h.	CH ₃ COO	bec cran // linéaire 0 à 6 ppm
Mg ++	6	Air	60	8	285.2 h.	CH ₃ COO	bec // linéaire 0 2 ppm
K +	Sans E M Chopper On	Air	60	8	766.5 h.	CH ₃ COO	bec // pass de linéarité
Na ++	Sans E M Chopper UV	Air	60	8	589.6 h.	CH ₃ COO	bec cran 1 linéaire 0-20 ppm
Mn ++	20	Air	60	8	279.5 h.	SiO ₃	Aux concentrations usuelles plantes et sole pas de pbs d'interférence
Fe ++	30	Air	60	8	248.3 h.	BO ₃	" " "
Zn ++	15	Air	60	8	213.8 h.	Anions K-Ca Si-Al Fe	" " "
Cu ++	16	Air	60	8	324.8 h.	Nulles	" " "
Al ³⁺	25	N ₂ O	80	8	309 h.	protoxy Anions (-) La (++) Fe (-)	" " "

Tableau 2 : Corraspondances et Solution étalon à 1 g/l des éléments usuels

Elément (1)	Correspondance ppm me.p.100 g R = $\frac{N \times (F1)}{F2}$	Oxyde (2)	F (2)=(1) x F2	Sel utilise pour les solutions étalons	Qté sel en mg pour obtenir 1g d'élément
Al ⁺⁺⁺	0.0111	Al ₂ O ₃	1.869	Al en bande+ HCl	1000
B				BO ₃ H ₃	5717.9
Ca ⁺⁺	0.0050	CaO	1.40	CaCO ₃ + HCl	2500.0
Cl ⁻	0.0028			NaCl	1645.1
Cu ⁺⁺	0.0031	Cu O	1.252	CuCl ₂ , 2H ₂ O	2602.1
Fe ⁺⁺⁺	0.0054	Fe ₂ O ₃	1.429	Fe RP + HCl	1000.0
Mg ⁺⁺	0.00822	MgO	1.658	MgCl ₂ , 6H ₂ O ou Mg attaqu HCl-H ₂ SO ₄	8359.4
Mn ⁺⁺	0.00364	Mn O ₂	1.502	KMnO ₄ ou	2876.4
		Mn O	1.296	MnCl ₂ , 4H ₂ O	3602.8
N(NH ₄ ⁺)	0.00744			SO ₄ (NH ₄) ₂	4714.3
N(NO ₃ ⁻)	0.00714			NO ₃ K	7221.4
Mo		Mo ₂ O ₃	1.250	heptamolybdate	1840.4
P(PO ₄ ⁻)	0.00969	P ₂ O ₅	2.290	PO ₄ H ₂ K	4387.1
K ⁺	0.00256	K ₂ O	1.205	KCl Séché	1910.3
Na ⁺	0.00435	Na ₂ O	1.348	NaCl Séché	2543.5
S(SO ₄ ⁻)	0.00625			K ₂ SO ₄ Séché	5446.3
Sr		SrO	1.183	SrCl ₂ , 6H ₂ O	3143.2
Ti		TiO ₂	1.660	K ₂ Ti F ₆	5000.3
Zn		ZnO	1.245	Zn RP + HCl	1000.0
Si		SiO ₂	2.143	SiO ₂ ou (SiO ₂ +Na ₂ O 5 H ₂ O)	2143
N(NO ₂ ⁻)	0.00714			Na NO ₂	4923.6

ANALYSE D'ECHANTILLONS DE SOLS

DEMANDE D'ANALYSES

Service demandeur : _____

Financement : _____

Fiche n° _____ à _____

N° SRI Solab _____ à _____

Date de réception des échantillons : _____

Provenance : _____ Région : _____ Lieu : _____ Localisation : _____

Campagne : _____ Date de prélèvement : _____

Nom de l'essai : _____

enseignements : _____

utilisation : _____

Culture : _____

Pratiques culturales : _____

Autres : _____

Détail des traitements : _____

Nombre d'horizons : _____

Nombre de traitements : _____

Nombre de répétitions : _____

Nombre d'échantillons : _____

Analyses demandées

Ph (préciser)	
granulo (préciser)	
C	
N	
Bases. cap ech.	
PF (préciser)	
P 2 0 ₅ (préciser)	
Bases totales (préciser)	
Conductivité (préciser)	
Bilan Ionique	

	SRI	SRISOLAB
VISA		

IRA BAMBEY

ANALYSE D'ECHANTILLONS D'EAUX

SRISOLAB

DEMANDE D'ANALYSES

Service demandeur : _____

Financement : _____

Date de réception des échantillons : _____

Provenance : _____ Région : _____ Lieu : _____ Localisation : _____

Date de prélèvement : _____

Origine des eaux : _____

Nom de l'essai : _____

Renseignements : _____

Détail des prélèvements : _____

Nombre d'échantillons : _____

Observations : _____

Fiche n° _____ à _____

N° SRI Solab _____ à _____

Analyses demandées

PH	
Conductivité	
Résidu sec	
4 Cations	
4 Anions	
5 Anions	

	SRI	SRI Solab
VISA		

ISRA**ANALYSE D'ECHANTILLONS DE PLANTES****CNRA BAMBEY**

Dossier a

SR/SOLAB**DEMANDE D'ANALYSES**

N° SR/Solab

Date de réception des échantillons :

Nature :

Organe : Age :

Provenance : Lieu : Province : Campagne :

Nom de l'essai :

Service demandeur :

Détail des traitements :

Nombre de traitements :

Nombre de répétitions :

Nombre d'échantillons

Observations :Analyses demandées :

Humidité %	
N %	
P %	
K %	
Ca %	
Mg %	
Mn ppm	
Fe ppm	
Zn ppm	
Cu ppm	
Mo ppm	
B ppm	
Cl ‰	
Al ‰	
S %	

Mettre une croix dans la case correspondante

	SR/	SR/Solab
VISA		

Date limite souhaitée de conservation des
échantillons : Mois Année

Série :

Fiche N°

Identité		
N° du laboratoire		
Profondeur en cm		
		A
Extrait aqueux 1/5	CE Mhos 10-4/cm	
	pH	
	sels solubles mg/100	
pH	Pêta	
	eau Susp. 1/2,5	
	KCL Susp. 1/2,5	
Calcaire total %		
Humidité en % de la terre sèche	Au champ	
	à pF 4,2	
	à pF 3,0	
	à pF 2,5	
Granulométrie % ϕ microns	Mat. organique	
	Argile <2	
	Limon 2-50	
	Sables 50-100	
	Sables 50-200	
	Sables 200-2000	
Densité		
Carbone total %		
Azote	Total %	
	Minéral %	
Rapport C/N		
pH 0,1	Soluble	
	Précipitable	
pH 2,0	Total %	
	Assimilable ppm	
pH 2,0	Total %	
	Libre %	
Cations en meq/100 g	Ca	
	Mg	
	Na	
	K	
	Somme	
	T	
	$V = S/T \times 100$	
	Ca	
	Mg	
	Na	
Anions en meq/100 g	K	
	Somme	
Anions en meq/100 g	Cl	
	SO ₄	
Observations		

Série

Fiche' N°

Identité de l'Echantillon					
N° du Laboratoire					
Aspect					
Odeur					
Mat. organique mg Oxy/.....					
Résidu sec :					
CF 25° Mhos 10 ⁻³ /cm					
pH					
Anions (usuels) me/L	CO ₃				
	CO ₃ H				
	Cl				
	SO ₄				
	NO ₃				
	Somme				
Anions mg/L	CO ₃				
	CO ₃ H				
	Cl				
	SO ₄				
	NO ₃				
	P ₂ O ₅				
Cations (usuels) me/L	Ca				
	Mg				
	Na				
	K				
	Somme				
Cations mg/L	Ca				
	Mg				
	Na				
	K				
Paramètres	Fe ₂ O ₃				
	TAS				
	PSE				
	Classe				
Observations					

